

Emisor:

Enviar a:

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
 Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: http://www.patindustrial.com

Exportadora Los Fiordos Ltda

Avda Diego Portales 2000, Piso 9 (Edificio Empresarial)
 Puerto Montt

Re-programar caja tipo 14 en robot 2, aumentar 1 capa a formato.
 A realizarse de forma remota en horario hábil PAT.
 Sujeto a limitaciones de altura compatibles con el equipo.

Se debe disponer de la celda 2 horas, donde no se podrá producir.
 Se requiere la dedicación exclusiva de un operador en planta durante 2 horas.
 Se solicita poder mantener un pallet del formato a modificar para la realización de pruebas.

Importes visualizados en CurrencyUF

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
Reprogramar receta 14, aumentar 1 capa paletizado.	19%	4,00	1	4,00

Fecha prevista de entrega: 08 junio 2020

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp).	4,00
Total IVA 19%	0,76
Total	4,76

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma